

EXILIS

Dejte svým křivkám tvar





www.exilis.cz
www.btl.cz

Všechna práva vyhrazena. Ačkoli bylo vyvinuto veškeré úsilí, aby informace zde uvedené byly aktuální, nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli chybné či neodpovídající údaje obsažené v tomto katalogu. U produktů a technických údajů uvedených v tomto katalogu může docházet ke změnám bez předchozího upozornění.

CO JE EXILIS?

**NEJNOVĚJŠÍ NEINVAZIVNÍ TERAPEUTICKÁ METODA
URČENÁ K REDUKCI PŘEBYTEČNÝCH TUKOVÝCH
POLŠTÁŘŮ A REJUVENACI OBLIČEJE**

JAK PŮSOBÍ

- ◇ efektivně tvaruje všechny typy postav
- ◇ pro formování problematických částí těla a redukci objemu tukové tkáně využívá zcela novou revoluční technologii
- ◇ výsledkem je také výrazné zlepšení elasticity a struktury pokožky
- ◇ redukuje vrásky a omlazuje obličej
- ◇ využívá zcela průlomových a inovativních postupů, které zajišťují dosažení vynikajících výsledků
- ◇ díky modernímu a účelnému řešení aplikátoru je zajištěna maximální bezpečnost pacienta i terapeuta




REMODELACE TVARŮ TĚLA S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE DUÁLNI ENERGIE


Exilis je technologickou novinkou pro aplikace v oblasti estetické medicíny.

Exilis pomáhá odstranit přebytečný tuk díky třem jedinečným procesům:

PRŮNIK → **SEPARACE** → **DEAKTIVACE**




PŘED PROCEDUROU




PRŮNIK

Kombinace vysokofrekvenční a ultrazvukové energie umožňuje snadnější průnik vln do tkání, které dříve zůstávaly rezistentní. EXILIS se zaměřuje na přesně definované, hlouběji uložené vrstvy tuku. Kontaktní chlazení umožňuje ochlazování povrchu pokožky a regulaci její teploty, čímž dochází k ochraně jemných dermálních struktur.





- ◇ EXILIS je unikátní zařízení vysílající řízené dávky ultrazvukových vln a termální energie do tkání
- ◇ EXILIS dosahuje revolučních výsledků díky kombinaci mechanických účinků vlnění a rovnoměrné stimulaci jednotlivých buněk
- ◇ EXILIS umožňuje přesné zacílení, a tím i rychlé a velmi efektivní tvarování problematických partií
- ◇ EXILIS používá unikátní bezpečnostní prvky



PO PROCEDUŘE

DEAKTIVACE

Vysokofrekvenční energie způsobuje termální efekt, který stimuluje metabolické aktivity a zrychluje procesy lipolýzy v lokálních tukových tkáních - dochází k uvolnění obsahu tukových buněk → zmenšení jejich objemu.



SEPARACE

Výsledkem tohoto procesu je rozrušení fibrózní tukové struktury mechanickými ultrazvukovými vlnami, které způsobují rozklad obranné formace tukových buněk na samostatné jednotky. Takto exponované tukové buňky jsou vzájemně více izolované a snadno přístupné pro účinný zákrok.


REJUVENACE - OMLAZENÍ OBLIČEJE

CRT TECHNOLOGIE - COLLAGEN REFILL TECHNOLOGY
TECHNOLOGIE DOPLŇOVÁNÍ KOLAGENU




- ◇ obnovení vlastního kolagenu pomocí patentované technologie - cíleného působení duální energie
- ◇ výrazné zlepšení kvality pokožky, redukce vrásek
- ◇ ošetření je vhodné pro všechny typy a barvy pleti

ŘÍZENÉ DÁVKOVÁNÍ ENERGIE



- ◇ synchronizovaná energie impulzů umožňuje přesné dávkování pro povrchové zahřívání
- ◇ technologie duálních impulzů zaručuje maximální efektivitu
- ◇ v porovnání s existujícími technologiemi pracuje EXILIS maximálně efektivně s minimální dávkou energie
- ◇ rychlá a příjemná procedura
- ◇ viditelné účinky po prvním ošetření



PRINCIP FUNKCE CRT:

- ◇ radiofrekvenční tepelná energie působí na kolagenová vlákna, která mají strukturu trojitě spirály. Působící teplo vyvolává separaci těchto vláken.
- ◇ ultrazvukové vlny mechanicky narušují stávající kolagenová vlákna
- ◇ při současné kombinaci obou energií dochází k maximalizaci efektu
- ◇ v rámci přirozeného procesu hojení počinají fibroblasty aktivně produkovat nová kolagenová vlákna
- ◇ podkoží je vyplněno novým kolagenem


VÝSLEDKY:

- ◇ kůže je jemnější a pevnější
- ◇ omlazovací efekt - vyhlazení vrásek kolem úst, očí, na čele a krku
- ◇ efekt patrný ihned po ošetření, dlouhotrvající výsledek
- ◇ omlazená pokožka díky produkci kolagenu



EFC - ENERGY FLOW CONTROL SYSTEM, SYSTÉM KONTROLY A OVLÁDÁNÍ TOKU ENERGIE

EFC software kontroluje tok energie a automaticky eliminuje její maxima. Tento proces je znám jako Square ("Flat Top") Spectrum Energy Profiling / Plošná profilace energetického spektra a je unikátním prvkem vysokofrekvenční terapie Exilis. Exilis zajišťuje rovnoměrnou distribuci energie a umožňuje tak dosažení bezpečnější, rychlejší a efektivnější terapie.



VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY



Před procedurou

Po čtyřech procedurách



Před procedurou

Po čtyřech procedurách




Před procedurou

Po čtyřech procedurách

VÝSLEDKY:

- ◇ redukce objemu tuku
- ◇ zpevnění pokožky
- ◇ redukce celulitidy
- ◇ zlepšení struktury pokožky



Před procedurou

Po čtyřech procedurách



Před procedurou

Po čtyřech procedurách




Před procedurou

Po čtyřech procedurách




Před procedurou

Po čtyřech procedurách



Před procedurou

Po čtyřech procedurách



Před procedurou


Po čtyřech procedurách

VÝSLEDKY:

- ◇ redukce vrásek
- ◇ zpevnění pokožky a protistárnoucí účinek
- ◇ pokožka vypadá mladší a jemnější
- ◇ zvýšená produkce kolagenu


Foto s laskavým svolením:
 - Dr. R. Gartside (VA, USA)
 - Dr. A. Okpaku (FL, USA)
 - Dr. W. Voss (Germany)
 - Dr. A. Wong (Hongkong)
 - Dr. P. Hajduk (Czech Rep.)

KLINICKY TESTOVÁNO




Laserový systém PREVAS – 3D volume screening při redukci objemu


- ◇ podpořeno dlouhodobým výzkumem
- ◇ nehrozí žádné poškození vnitřních orgánů – prokázáno biochemickým testováním
- ◇ klinicky testováno, a to jak in vivo, tak in vitro




Histologie – areolární pojivová tkáň



Post procedurální termografické vyšetření



Sono před 1. procedurou
Vrstva tuku: 1,67 cm



Sono po 4. proceduře
Vrstva tuku: 1,11 cm

BEZKONKURENČNÍ VÝHODY

- ◇ **nejrychlejší a nejvýkonnější systém na trhu**
- ◇ nejmodernější bezpečnostní systémy kontroly a ovládání DTC a EFC jsou součástí ergonomického aplikátoru
- ◇ snadno ovladatelný dotykový displej zobrazuje reálné a aktuální parametry
- ◇ programovatelné uživatelské protokoly
- ◇ díky otevřenému a přístupnému softwarovému systému poroste využitelnost přístroje v souladu s vašimi potřebami
- ◇ minimální provozní náklady
- ◇ zařízení je **víceúčelové**



SPOKOJENOST KLIENTA ZARUČENA

- ◇ bezbolestná terapie = žádná anestetika
- ◇ zřejmé změny již po prvním zákroku
- ◇ odpadá rekonvalescence
- ◇ velmi rychlá procedura
- ◇ progresivní a měřitelné výsledky
- ◇ skvělých výsledků je dosaženo již po čtyřech procedurách
- ◇ účinky několikanásobné procedury jsou rozloženy rovnoměrně
- ◇ řešení pro tělo i obličej

PŘÍNOS PRO ESTETICKÁ PRACOVISŤE

- ◇ skutečně výrazné neinvazivní formování postavy nebylo pro vaše klienty nikdy tak dostupné
- ◇ lukrativní novinka na trhu
- ◇ krátká doba aplikace znamená více času pro další procedury
- ◇ terapie může být prováděna vyškoleným personálem
- ◇ nabízíme poradenství v oblasti financování
- ◇ rychlý návrat investice



BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 002 411
fax: +420 235 361 392
mobil: +420 777 759 204 – Ing. Ondřej Sojka
+420 773 920 299 – Pavel Janata
+420 775 873 010 – Aleš Wiedeman

obchod@btl.cz
www.btl.cz; www.exilis.cz

BTL Slovakia, s.r.o.
Pri Rajčianke 37, Žilina 010 01
tel.: +421 41 5625 988
fax: +421 41 5625 989
mobil: +421 903 555 367

btlsk@btl.sk
www.btl.sk

**BTL-EXILIS_CAT_CZ205
715-77EXILISCZ205**